

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 8 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Электронный WI-Fi микроскоп Эрудит H316 (1000x - 1920x1080 / 2MP)

- 1000x увеличение
- Регулируемая подсветка
- Автономная работа
- Возможность просмотра с ПК
- В комплекте два биологических образца

**Цена от 1 штуки
2900 рублей**

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Электронный WI-Fi микроскоп Эрудит H316 (1000x - 1920x1080 / 2MP)

- 1000x увеличение
- Регулируемая подсветка
- Автономная работа
- Возможность просмотра с ПК
- В комплекте два биологических образца

**Цена от 1 штуки
3277 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/elektronnyy-wi-fi-mikroskop-erudit-h316-1000x-1920x1080-2mp-cifrovoy-detskiy-mikroskop.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Электронный микроскоп Эрудит Н316 – это портативное WI-Fi устройство со встроенным аккумулятором, с возможностью просмотра через экран смартфона или монитор ПК. Микроскоп имеет возможность тысячекратного увеличения. Объектив камеры оснащен восьмью светодиодами, яркость которых можно настраивать самостоятельно.

Прибор может работать в двух режимах: в режиме Wi-Fi и ПК. В первом случае выводится изображение на экран смартфона, с помощью бесплатного приложения Max-see. Во втором – выводится картинка на экран монитора. За счет встроенного аккумулятора на 550 mAh, автономность работы достигает до 1,5 часов.

В комплекте предусмотрено 2 образца микроорганики для начального ознакомления с микромиром и проверки работы микроскопа. Для возможности просмотра изображения с ПК используется стандартный кабель microUSB и бесплатная программа Smart Camera. Рабочее разрешение фото и видео - 1080P.

Обзор электронного микроскопа Эрудит Н316

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550